

# RADYOFARMASÖTİK ÇALIŞMA KABİNİ



**Mol-Image**  
International Molecular Imaging

## MERKEZ

Mongeri Binası  
19 Mayıs Mah. Dr.Şevket Bey Sk. No:5  
34360 Şişli - İSTANBUL  
Telefon : 0212-231 0303  
Faks : 0212-219 8222

## AR-GE TESİSİ

TÜBİTAK-MAM  
Teknoloji Geliştirme Serbest Bölgesi  
41470 Gebze - KOCAELİ  
Telefon : 0262-644 4020  
Faks : 0262-644 9295

## Radyofarmasötiklerin hazırlanması için çalışma istasyonu

Sağ, sol ve önünde 110 cm yüksekliğe kadar  
20 mm kalınlığında kurşun zırhı

Opsiyonel alt ve arka zırhlar

4 adet Mo99 / Tc99m jeneratörü tezgahın altında  
saklayan ve kullanılacağı zaman tezgah yüzeyine  
yükselten zırhlı jeneratör kasası

Doz kalibratörü kuyusu için zırhlı bölme

Hız kontrollü fan

2.1 mm kurşun eşdeğeri kayan göğüs zırhı

Ağır PET ekipmanlarını taşıyabilen kuvvetli  
konstrüksiyon

ANSI 316 kalite paslanmaz çelik tezgah

6 mm kalınlığında lamine ön cam

Ölçüler

En : 1446 mm

Derinlik : 683 mm

Yükseklik : 2000 mm (2340 mm cam açıkken)

